

Orientações para o uso do LabPetro

Antes de iniciar o uso do Microscópio/Lupa:

- Lavar as mãos;
- Retirar a capa do equipamento e dobrá-la cuidadosamente;
- Registrar o horário de entrada no caderno vermelho;

Durante o uso do laboratório:

- É proibido o consumo de alimentos e bebidas dentro desta sala;
- Evite atender o celular, conversar alto, ouvir música sem fones ou com volume muito alto nos fones, para não incomodar os outros usuários da sala;
- Evite se ausentar do equipamento por muito tempo;
- Coloque nas bancadas apenas o material de trabalho, e deixe o resto dos pertences (bolsa, mochila, etc) na mesa central.

Ao finalizar o uso do Microscópio/Lupa:

- Não desligar a câmera;
- Transferir os arquivos apenas via internet (Google Drive), mantendo uma cópia no laboratório. É proibida a utilização de pendrive ou conexão USB;
- Retornar os componentes do equipamento à posição padrão (inicial), e retornar as configurações do software LAS às iniciais, caso tenha alterado;
- Colocar a capa no equipamento e desligar a régua;
- Registrar o horário de saída no caderno vermelho.
- Caso seja o último a sair, apague as luzes e tranque a porta.